


1




رج جهاز الاستنشاق.

2




أدخل جهاز الاستنشاق في النهاية المفتوحة الكبيرة للانبوب الملحق .

3



خذ نفسًا عميقًا وحرر كل الهواء في رئتيك ، ثم ضع الانبوب الملحق في فمك بين أسنانك. أغلق شفرتيك بإحكام حول الانبوب الملحق.

4



عند وضع الملحق في الفم ، اضغط على جهاز الاستنشاق لأسفل مرة واحدة لإطلاق رذاذ الدواء. سيتم محاصرة الدواء في الملحق .

5



خذ نفسًا واحدًا ببطء وعمق. أمسك أنفاسك لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ ثم تنفس ببطء. إذا لم تستطع أن تحبس أنفاسك ، فيمكنك أيضًا التنفس الى الداخل والخروج ببطء لاخذ 3 إلى 5 أنفاس.